



# Ficha técnica de producto

Cepillo dental para adultos  
Referencia: HC-013

## Fotografía de producto



## Componentes y Fabricación

**Cuerpo**  
Polipropileno inyectado libre de BPA con puntos antideslizantes, forrado en goma y con limpiador de lengua.

**Cerdas**  
Cerdas de Nylon bicolor con punta redondeada y perfil curvo que no maltrata las encías. Masajeador de encías triple.

**Detalles**  
forma curva y empaque individual con respaldo de carton preimpreso y protector de polietileno termoformado.



## Registro Invima



**Definiciones** Paca: caja de cartón que contiene displays de producto, Display: caja plegadiza impresa que contiene las unidades de producto generalmente usada para exhibir el producto en el punto de venta. **Medidas** centímetros (cm), Kilogramos(Kg), gramos(gr), metros(m), milímetros(mm)

Documento protegido por derechos de autor prohibida su reproducción total o parcial.  
Ukaint S.A.S. - Bogotá, Colombia

## Descripción

Marca: HAPPYTOOTH

Dureza: Media

Cepillo dental para adultos, diseñados ergonómicamente para un agarre cómodo. hechos de plástico y forrados con goma antideslizante de agarre fácil. Mantiene las encías firmes y saludables, remueve hasta el 99% de la placa bacteriana en lugares de difícil acceso y ayuda a reducir la gingivitis.

**Registro sanitario Invima: 2021DM-0023251**

Escanear código QR para ver el documento expedido por el ente regulador

## Peso y Dimensiones



**Altura**  
190 mm

**Ancho**  
15 mm

**Altura cerdas**  
12 mm

**Peso**  
14 g



## Variaciones de Color

Azul  
Amarillo  
Rosado  
Verde

Display surtido con los 4 colores

## Embalaje y Transporte

**Tamaño y peso Paca**  
50x32x25 cm - 6.5 Kg  
\*No apilar en planchas de mas de 6 niveles, cartón

**Tamaño y peso display**  
19x12x8 cm - 310gr



Se deben almacenar en estiba en un lugar libre de humedad y de gases cáusticos. Debe ser un lugar seco y ventilado.

## Modo de Uso

Usar diariamente 3 veces al día, después de cada comida para limpiar los dientes y eliminar las bacterias que producen placa bacteriana.

Cepillar al menos por 3 minutos incluyendo la lengua y el paladar.  
Uso personal

## Código de barras

