

## Fotografía de producto



## Descripción

Marca: HAPPY TOOTH

Compuesta por filamentos de Nylon 100 % redondo, recubierto con una formulación especial que incluye cera previamente tratada lo que facilita la eliminación bacteriana del surco gingival, de las zonas Inter dentarias donde el cepillo no llega; evitando el mal aliento y la formación de cálculo y caries.

**Registro sanitario Invima: 2018DM-0018654**

Escanear código QR para ver el documento expedido por el ente regulador

## Componentes y Fabricación

### Componentes

Entre 20 % al 24 % de Mezcla de ceras, cera de abeja y menta. Filamento entretejido, liso al tacto, color blanco

### Olor y sabor

Menta

### Reacción al contacto

Sus fibras en contacto con la saliva, se hinchan y adquieren una textura algodonosa facilitando una suave e indolora limpieza de los espacios interproximales y el margen subgingival.

### Modo de Uso

Cortar aproximadamente 40 cm de seda. enrollar en el dedo medio o del corazón la mayor cantidad de seda e ir enrollando la seda utilizada en el dedo medio de la otra mano. Haga pasar la seda entre diente y diente usando los dedos pulgar e índice.

## Peso y Dimensiones

## Embalaje y Transporte

### Tamaño y peso Paca

60x55x40 cm - 14Kg

\*No apilar en planchas de mas de 8 niveles, cartón

### Tamaño y peso display

15x15x6 cm - 260gr



### Cantidad

20 metros +/- 1m



Se deben almacenar en estiba en un lugar libre de humedad y de gases cáusticos. Debe ser un lugar seco y ventilado.

## Variaciones de Color

Display con dispensadores plásticos de colores surtidos entre Verde, azul, rosado y blanco.

Dispensador con tapa abre-fácil y cuchilla de precorte para dosificar la longitud exacta.

## Código de barras



## Registro Invima



**Definiciones** Paca: caja de cartón que contiene displays de producto, Display: caja plegadiza impresa que contiene las unidades de producto generalmente usada para exhibir el producto en el punto de venta. **Medidas** centímetros (cm), Kilogramos(Kg), gramos(gr), metros(m), milímetros(mm)